



Готовые к применению средства, НЕ требующие дополнительного разведения

Средство для дезинфекции поверхностей 250 мл, 500 мл, 3 л и Пена-очиститель для лотков 500 мл

Спектр действия	Где применять	Как использовать
Бактериальные инфекции (в т.ч. лептоспироз)	Для обработки переносок и клеток, лежаков и подстилок домашних животных	Средство для дезинфекции поверхностей 250 мл (равномерно нанести и оставить до высыхания, можно не смывать)
Вирусные инфекции (в т.ч. парвовирус, коронавирус, чума плотоядных)	Для чистки и дезинфекционной обработки любых поверхностей и мебели	Средство для дезинфекции поверхностей 500 мл (равномерно нанести и оставить до высыхания, можно не смывать)
Паразитарные инфекции (в т.ч. лямблиоз, токсокароз)	Лотки	Пена-очиститель для лотков 500 мл (нанести на лоток, затем тщательно смыть)

Концентрированные средства для приготовления растворов

Средство для дезинфекции и уборки 1 л и 5 л

		Процент раствора* - время экспозиции
Бактериальные инфекции (в т.ч. лептоспироз)	Поверхности в помещениях, транспортные средства, мебель	0,25% - 60 минут 0,5% - 30 минут 1% - 15 минут 3% - 5 минут
	Одежда, загрязненная биологическими выделениями	0,5% - 60 минут (замачивание) 1% - 30 минут (замачивание) 3% - 15 минут (замачивание)
Вирусные инфекции (в т.ч. парвовирус, коронавирус, чума плотоядных)	Поверхности в помещениях, транспортные средства, мебель	1% - 60 минут 2% - 30 минут 3% - 15 минут
	Одежда, загрязненная биологическими выделениями	2% - 60 минут (замачивание) 3% - 30 минут (замачивание) 4% - 15 минут (замачивание)
Грибковые инфекции (в т.ч. трихофития, плесневые грибы)	Поверхности в помещениях, транспортные средства, мебель	1% - 90 минут 2% - 60 минут 3% - 30 минут 4% - 15 минут 5% - 5 минут
	Одежда, загрязненная биологическими выделениями	3% - 60 минут (замачивание) 4% - 30 минут (замачивание)
Паразитарные инфекции (в т.ч. лямблиоз, токсокароз)	Поверхности в помещениях, транспортные средства, мебель	двукратно с интервалом 15 мин: 2% - 60 минут 3% - 30 минут
	Одежда, загрязненная биологическими выделениями	4% - 50 минут (замачивание) 5% - 30 минут (замачивание)

*Для приготовления 1 литра рабочего раствора (средство для дезинфекции и уборки 1 л и 5 л): емкость мерного колпачка упаковки 1 л = 30 мл

Концентрация раствора (%)	Средство (мл)	Вода (мл)
0,25%	2,5	997,5
0,5%	5	995
1%	10	990
2% или «Средство для дезинфекции поверхностей. Готовый раствор 3л»	20	980
3%	30	970
4%	40	960
5%	50	950